

Anti-Klf1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13351

Artikelnummer: CM0014947



Einführung

KLF1 Kaninchen polyklonaler Antikörper (pAb) für Anwendungen Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Forschungszwecke für Erythrozytenentwicklung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	KLF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EKLF; EKLF/KLF1; KLF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10661
GenID	10661
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q13351
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel