

Anti-Klf1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13351

Artikelnummer: CM0022347



Einführung

Polyklonaler KLF1-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Rattenprotein. Ziel ist der erythroide Transkriptionsfaktor KLF1 (38 kDa), ein wichtiger Regulator der Erythropoese und des Globinwechsels vom Fetal- zum Erwachsenenstadium.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	KLF1; EKLF; CDAN4; HBFQTL6; INLU; Kruppel-like-Faktor 1
Spezies	Mensch
Gen-ID	10661
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 211-311 des humanen KLF1 (NP_006554.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q13351
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku