

Anti-Klf10-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13118

Artikelnummer: CM0018610



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes KLF10 (TIEG1) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur transkriptionellen Regulation, zirkadianen Rhythmen und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EGRA; TIEG; TIEG1; EGR-alpha; KLF10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7071
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q13118
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel