

Anti-Klf11 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14901

Artikelnummer: CM0023107

Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes KLF11, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Transkriptionsfaktoren, TGF-beta-Signalgebung und Apoptose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FKLF; FKLF1; MODY7; TIEG2; Tieg3; KLF11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8462
GenID	8462
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 13-107 von humanem KLF11 (NP_003588.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O14901
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel