

Anti-Klf12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4X4

Artikelnummer: CM0023478

Einführung

KLF12 Kaninchen-pAb, validiert für WB, IHC-P und ELISA; erkennt menschliches, murines und ratte KLF12 (AP2REP). Geeignet für die Untersuchung der transkriptionellen Repression und der AP-2-Alpha-Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF12 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AP2REP; AP-2rep; HSPC122; KLF12
Spezies	Mensch
Gen-ID	11278
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 220-310 von menschlichem KLF12 (NP_009180.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4X4
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel