

Anti-Klf13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2Y9

Artikelnummer: CM0021738

Einführung

KLF13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, zielgerichtet auf humanen, murinen, ratten KLF13 Transkriptionsfaktor. Ideal für die Erforschung von Genregulation, erythroider Linie und T-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	KLF13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BTEB3; FKLF2; NSLP1; RFLAT1; RFLAT-1; KLF13
Spezies	Human
GeneID (Human)	51621
GeneID	51621
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem KLF13 (NP_057079.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2Y9
Protein-Gewicht	31kDa
Versand	Eistasche