

Anti-Klf14-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Td94

Artikelnummer: CM0021391

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KLF14 (BTEB5), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 33 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF14-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BTEB5; KLF14
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	136259
GeneID	136259
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen KLF14 (NP_619638.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TD94
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku