

Anti-Klf15 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uih9

Artikelnummer: CM0030309



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches KLF15, ein Transkriptionsregulator, der an kardialer Fibrose und Hypertrophie beteiligt ist. Geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch. Ideal für die Herz- und Nierenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KKLF; KLF15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	28999
GenID	28999
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 des menschlichen KLF15 (NP_054798.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UIH9
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel