

Anti-Klf15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q9Uih9

Artikelnummer: CM0018078



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KLF15 (Krueppel-like factor 15), validiert für IF/ICC und ELISA. Geeignet für Studien zur transkriptionellen Regulation, Herzfibrose und Podozyten-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KKLF; KLF15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	28999
GenID	28999
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-260 von humanem KLF15 (NP_054798.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UIH9
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel