

Anti-Klf4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O43474

Artikelnummer: CM0002428



Einführung

KLF4 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-KLF4 (O43474). Geeignet für Stammzell-, Differenzierungs- und Epithelbarriere-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EZF; GKLf; KLF4
Spezies	Human
GeneID (human)	9314
GeneID	9314
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43474
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel