

Anti-Klf4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43474

Artikelnummer: CM0023907



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KLF4, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, Stammzellerhaltung und epithelialer Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EZF; GKLF; KLF4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	9314
Gen-ID	9314
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz von 180-479 des humanen KLF4 enthält (NP_004226.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43474
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel