

Anti-Klf4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43474

Artikelnummer: CM0030968



Einführung

Kaninchen-Anti-KLF4 polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Entwicklungsbiologie, Stammzell- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	EZF; GKLF; KLF4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9314
Gen-ID	9314
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-115 von KLF4 (NP_001300981.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43474
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel