

Anti-Klf5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13887

Artikelnummer: CM0029857



Einführung

Krueppel-like factor 5 (KLF5) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches und murines KLF5. Das Immunogen entspricht der N-terminalen Region (aa 1-250). Geeignet für Transkriptionsfaktorforschung. Uniprot-Zugriffsnummer Q13887.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	KLF5 Rabbit p-KAb
Bemerkungen/Alias	CKLF, IKLF, BTEB2, KLF5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	688
Immunogen	Rekombinantes Protein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von menschlichem KLF5 entspricht (NP_001721.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13887
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel