

## Anti-Klf7-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75840

Artikelnummer: CM0027937

### Einführung

CamelBio bietet einen Anti-KLF7-Polyklonalen Antikörper (Kaninchen) an, der für WB und ELISA validiert wurde. Erkennt menschliches und murines KLF7, einen Transkriptionsfaktor, der an neuronaler Entwicklung, Stoffwechsel und Adipogenese beteiligt ist. Geeignet für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                   |
|-------------------|------------------------|
| Produktname       | KLF7 Kaninchen pAb     |
| Bemerkungen/Alias | UKLF; KLF7             |
| Spezies           | Mensch                 |
| Gen-ID (Mensch)   | 8609                   |
| Gen-ID            | 8609                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein  |
| Quelle            | Kaninchen              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper |
| Anwendung         | WB, ELISA              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus           |
| SWISS             | O75840                 |
| Proteingewicht    | 33kDa                  |
| Versand           | Eisbeutel              |