

Anti-Klf8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95600

Artikelnummer: CM0023084

Einführung

Rekombinanter KLF8-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, Zellzyklusprogression und KLF8-bezogenen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BKLF3; ZNF741; KLF8
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11279
Gen ID	11279
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 210-280 von humanem KLF8 (NP_009181.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95600
Protein-Gewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel