

## Anti-Klf9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13886

Artikelnummer: CM0028764

### Einführung

Anti-KLF9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Unterstützt Forschung zu zirkadianem Rhythmus, Keratinozytenproliferation und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | KLF9 Kaninchen pAb                                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | BTEB; BTEB1; KLF9                                                                                                                                 |
| Spezies           | Human                                                                                                                                             |
| GeneID (Human)    | 687                                                                                                                                               |
| GeneID            | 687                                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein   Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 des humanen KLF9 enthält (NP_001197.1). |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                |
| SWISS             | Q13886                                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 27kDa                                                                                                                                             |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                                         |