


Anti-Klhdc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2U9

Artikelnummer: CM0016177



Einführung

Kaninchen-polyklonaler KLHDC2-Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes und murines KLHDC2, eine Substraterkennungskomponente der CRL2-E3-Ubiquitin-Ligase, die an der Prote

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	KLHDC2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LCP; HCLP1; HCLP-1; KLHDC2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23588
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y2U9
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Icebag