

Anti-Klhdc3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq90

Artikelnummer: CM0017227



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes KLHDC3, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von CRL2-Ubiquitin-Ligase, C-terminalen Degron-Signalwegen und Meiose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLHDC3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	PEAS; dj20C7.3; KLHDC3
Spezies	Mensch
GeneID	116138
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-382 von humanem KLHDC3 (NP_476502.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQ90
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel