

Anti-KLHL1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nr64

Artikelnummer: CM0016107

Einführung

KLHL1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen das humane Kelch-like Protein 1 (KLHL1), validiert für Western Blot und ELISA. KLHL1 ist an der Organisation des Aktinzytoskeletts in Gehirnzellen beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLHL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MRP2; KLHL1
Spezies	Human
GeneID (Human)	57626
GeneID	57626
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-210 des humanen KLHL1 (NP_065917.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NR64
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eistasche