


Anti-KLHL11-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nvr0

Artikelnummer: CM0021481



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KLHL11 (Kelch-like-Protein 11), eine Komponente einer Cullin-RING-E3-Ubiquitin-Ligase; geeignet für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLHL11-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	KLHL11
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55175
Gen-ID	55175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 16-300 des humanen KLHL11 (NP_060613.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NVR0
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Kühlakku