

Anti-KLHL15 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96M94

Artikelnummer: CM0024077

Einführung

Anti-KLHL15 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, reaktiv gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf KLHL15, ein substratspezifischer Adapter für die CUL3 E3-Ubiquitin-Ligase, das an der DNA-Schadensreparatur und der PP2A-Regulierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLHL15 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	XLID103; HEL-S-305; KLHL15
Art	Mensch
Gen-ID	80311 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von menschlichem KLHL15 (NP_085127.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96M94
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel