

Anti-KLHL3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uh77

Artikelnummer: CM0013961



Einführung

KLHL3 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA in humanen und murinen Proben. Untersuchen Sie den renalen Ionentransport, den WNK-Kinase-Abbau und Ubiquitinierungswege. Geeignet für Forschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLHL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHA2D; KLHL3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	26249
Gen-ID	26249
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-110 von humanem KLHL3 (NP_059111.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UH77
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel