

Anti-KLHL8 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2G9

Artikelnummer: CM0016238

Einführung

KLHL8 Kaninchen pAb: ein polyklonaler Antikörper, der in Kaninchen gegen menschliches KLHL8 gewonnen wurde, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu E3-Ubiquitin-Ligase und RAPSN-Abbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLHL8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KLHL8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57563
GenID	57563
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 271-620 des menschlichen KLHL8 (NP_065854.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2G9
Proteinmasse	69 kDa
Versand	Eispackung