

Anti-Klk1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06870

Artikelnummer: CM0022987



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes KLK1 gerichtet ist und für Western Blot, IHC-P und ELISA validiert wurde. Erkennt endogenes KLK1 in humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für Studien zur Kininogen-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hK1; KLKR; Klk6; KLK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3816
GenID	3816
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-262 von humanem KLK1 (NP_002248.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06870
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel