

## Anti-Klk11 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubx7

Artikelnummer: CM0026886

### Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes KLK11 (Kallikrein-11, Hippostasin). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Proteinforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                   |
|-------------------|------------------------|
| Produktname       | KLK11 Rabbit pAb       |
| Bemerkungen/Alias | TLSP; PRSS20; KLK11    |
| Spezies           | Mensch                 |
| GeneID (Mensch)   | 11012                  |
| GeneID            | 11012                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein  |
| Quelle            | Kaninchen              |
| Kategorie         | Poliklonale Antikörper |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus           |
| SWISS             | Q9UBX7                 |
| Proteingewicht    | 31 kDa                 |
| Versand           | Eisbeutel              |