


Anti-Klk3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P07288

Artikelnummer: CM0022867



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-KLK3 (PSA)-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem prostataspezifischen Antigen. Ideal für die Forschung an Prostatakrebs-Biomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APS; PSA; hK3; KLK2A1; KLK3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	354
GenID	354
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-261 von menschlichem KLK3 (NP_001639.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P07288
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel