

Anti-Klk6 Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q92876

Artikelnummer: CM0015958



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Kallikrein-6 (KLK6, Neurosin, PRSS9) validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt KLK6 in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zu Neurodegeneration, Krebsinvasion und Proteasebiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLK6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
Spezies	Human
GeneID (Human)	5653
GeneID	5653
Immunogen	Synthetisches Peptid, Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100 bis zum C-Terminus von humanem KLK6 entspricht (NP_002765.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92876
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eistasche