


Anti-Klkb1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P03952

Artikelnummer: CM0029526



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes KLKB1 (Plasmapallikrein). Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Blutgerinnung, Bradykinin und Renin-Angiotensin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLKB1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PKK; PPK; KLK3; PKKD; KLKB1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3818
Gen-ID	3818
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-300 des humanen KLKB1 (NP_000883.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P03952
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Kühlakku