

Anti-Klotho Polyklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uef7

Artikelnummer: CM0018685



Einführung

KL Kaninchen pAb detektiert Klotho bei Mensch, Maus und Ratte durch WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Anti-Aging, Phosphat-Homöostase und FGF23-Signalgebung. Rekombinantes Immunogen gewährleistet spezifische Detektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KLA; HFTC3; KL
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9365
GeneID	9365
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 des menschlichen KL (NP_004786.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UEF7
Proteinmasse	116 kDa
Versand	Eispackung