

Anti-Klrb1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12918

Artikelnummer: CM0024705



Einführung

KLRB1 Kaninchen pAb, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten CD161/NKR-P1A, einen inhibitorischen NK-Zell-Rezeptor, der an Zytotoxizität und Immunregulation beteiligt ist. SWISS: Q12918.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLRB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3820
Gen-ID	3820
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 73-140 von humanem KLRB1 (NP_002249.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12918
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel