


Anti-Klrc1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P26715

Artikelnummer: CM0016832



Einführung

KLRC1 Kaninchen-pAb (P26715), validiert für WB, ELISA. Erkennt humanes NKG2-A/NKG2-B, einen immuninhibitorischen Rezeptor auf NK- und T-Zellen. Kreuzreagiert mit Maus. Für Immuno-Onkologie und Immun-Checkpoint-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLRC1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NKG2; NKG2A; CD159A; KLRC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3821
Gen-ID	3821
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 96-215 von humanem KLRC1 (NP_015567.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P26715
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel