

Anti-Klrc4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O43908

Artikelnummer: CM0016794

Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches KLRC4 (NKG2F), validiert für Western Blot, IF/ICC, IF-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-NKG2-F-Protein. Ideal für Forschung an NK-Zellrezeptoren und MHC-Klasse-I.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLRC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NKG2F; NKG2-F; KLRC4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8302
Gen-ID	8302
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-55 des menschlichen KLRC4 (NP_038459.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43908
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel