

Anti-Klrd1 (Cd94) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q13241

Artikelnummer: CM0015452



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches KLRD1 (CD94), einen wichtigen Immunrezeptor auf NK- und T-Zellen. Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die immunonkologische und infektiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLRD1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD94; KLRD1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3824
GeneID	3824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-179 des menschlichen KLRD1 (NP_002253.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13241
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku