

Anti-Klrd1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13241

Artikelnummer: CM0022647



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes KLRD1 (CD94) gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Mensch und Maus. Ideal zur Untersuchung der Biologie von NK-Zellrezeptoren und Immun-Checkpoint-Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLRD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD94; KLRD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3824
Gen-ID	3824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 32-179 von humanem KLRD1 (NP_002253.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13241
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel