


Anti-Klrk1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P26718

Artikelnummer: CM0028341



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes KLRK1/NKG2-D (SWISS: P26718) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Erkennt NKG2-D in humanen und murinen Proben, ideal für die Immunüberwachung und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLRK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E; KLRK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 77-216 von humanem KLRK1 (NP_031386.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P26718
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel