

Anti-Kmt1B / Suv39H2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H5I1

Artikelnummer: CM0005208



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes KMT1B/SUV39H2 gerichtet ist, eine Histon-H3K9-Methyltransferase, die für die Heterochromatinbildung entscheidend ist. Validiert für WB und ELISA, geeignet für epigenetische und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KMT1B / SUV39H2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KMT1B; KMT1B / SUV39H2
Spezies	Mensch
Gen-ID	79723 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 311-410 von humanem KMT1B/SUV39H2 entspricht (UniProt: Q9H5I1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H5I1
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel