


Anti-Kmt2A Poliklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb Und Elisa - Q03164

Artikelnummer: CM0015807



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes KMT2A (MLL, HRX). KO-validiert. Geeignet für WB, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielgewicht 432 kDa. Für Epigenetik- und Leukämieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] KMT2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDST5; 2A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4297
Gen-ID	4297
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 752-949 von menschlichem KMT2A (NP_005924.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03164
Proteingewicht	432 kDa
Versand	Eisbeutel