

Anti-Kmt2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Umn6

Artikelnummer: CM0019069



Einführung

KMT2B polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ziel ist die Histon-Methyltransferase KMT2B, die an epigenetischer Regulation und Krebs beteiligt ist. Geeignet für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KMT2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HRX2; MLL2; MLL4; TRX2; WBP7; DYT28; MLL1B; MRD68; WBP-7; CXXC10; KMT2B
Spezies	Human
Gen-ID	9757
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1370-1570 von humanem KMT2B (NP_055542.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UMN6
Proteingewicht	294kDa
Versand	Eisbeutel