


Anti-Kmt5A/Setd8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqr1

Artikelnummer: CM0030528



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KMT5A/SETD8, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für epigenetische Forschung und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KMT5A/SETD8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
Spezies	Human
GeneID (Human)	387893
GeneID	387893
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-393 von humanem KMT5A/SETD8 (Q9NQR1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQR1
Protein-Gewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel