


Anti-Kmt5A/Setd8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb, Elisa - Q9Nqr1

Artikelnummer: CM0008076



Einführung

KD-validierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen KMT5A/SETD8 für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines KMT5A/SETD8, eine Histon-H4K20-Methyltransferase, die an Gen-Silencing und Zellzyklusregulation beteiligt ist. Ideal für epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] KMT5A/SETD8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; [KO/KD Validiert] KMT5A/SETD8
Spezies	Mensch
GeneID	387893 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem KMT5A/SETD8 (Q9NQR1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NQR1
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel