


Anti-Kntc1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P50748

Artikelnummer: CM0014916



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes KNTC1, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. Ziel ist das kinetochorassoziierte Protein 1, das für den mitotischen Kontrollpunkt essenziell ist. Geeignet für die Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KNTC1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	ROD; KNTC1
Art	Mensch
Gen-ID	9735
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 900-1100 des humanen KNTC1 (NP_055523.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P50748
Proteingewicht	251 kDa
Versand	Kühlakku