


Anti-[Ko Validiert] Calpain 2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17655

Artikelnummer: CM0024023



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen die katalytische Untereinheit von Calpain-2 gerichtet ist, für WB, IHC-P, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung an Zytoskelett-Umbau und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Calpain 2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	824
Gen-ID	824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 350-680 von menschlichem Calpain 2 (NP_001739.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17655
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel