

Anti-[Ko Validierter] Edf1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Jmg1

Artikelnummer: CM0020338

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Maus-Edf1, Knockout-validiert, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und Maus-Edf1, ein transkriptioneller Koaktivator, der an Endotheldifferenzierung und Stoffwechsel beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validierter] Edf1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	MBF1; 0610008L11Rik; f1
Art	Maus
GenID (Mensch)	8721
GenID	59022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-148 von Maus-Edf1 (NP_067494.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9JMG1
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel