

Anti-[Ko Validiert] Pd-1/Cd279 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15116

Artikelnummer: CM0029070



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PD-1/CD279, Knockout validiert. Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Immun-Checkpoint-Signalwegen und der Krebsimmuntherapie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] PD-1/CD279 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1; 79
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5133
GenID	5133
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15116
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel