

Anti-Kpna1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P52294

Artikelnummer: CM0014778



Einführung

Kaninchen-anti-KPNA1-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA; kreuzreagiert mit humanem und murinem KPNA1. Mit rekombinantem Immunogen validiert; ideal für die Erforschung des nukleären Imports unter Einbeziehung von Importin alpha-5.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNA1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3836
GeneID	3836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen KPNA1 (NP_002255.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P52294
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku