

Anti-Kpna1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P52294

Artikelnummer: CM0023511



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen KPNA1 (Importin-Untereinheit Alpha-5). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum nukleären Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3836
Gen-ID	3836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem KPNA1 (NP_002255.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Menschen, Maus, Ratte
SWISS	P52294
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel