


Anti-Kpna2-Polyklonaler Antikörper Für Wb/Ip/Elisa - P52292

Artikelnummer: CM0022625



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KPNA2/Importin-Untereinheit alpha-1, validiert für WB, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen und murinen Proteinen. Wichtiger Adapter für den Import von Kernproteinen durch NLS-Erkennung und Andocken an KPNB1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNA2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3838
Gen-ID	3838
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-290 des humanen KPNA2 (NP_002257.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P52292
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku