


Anti-Kpna2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P52292

Artikelnummer: CM0005113



Einführung

KPNA2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Erkennt Importin-Untereinheit alpha-1 (P52292), ein nukleares Transportadapterprotein, ideal für die Untersuchung des nukleozytoplasmatischen Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNA2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3838
GenID	3838
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen KPNA2 (P52292) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52292
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eisbeutel