

Anti-Kpna3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O00505

Artikelnummer: CM0019915

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KPNA3 (Importin alpha-4), geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung des nukleären Proteintransports, von Wirt-Virus-Interaktionen und hereditärer spastischer Paraplegie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRP1; SRP4; IPOA4; SPG88; hSRP1; SRP1gamma; KPNA3
Spezies	Human
GeneID (Human)	3839
GeneID	3839
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-210 des humanen KPNA3 (NP_002258.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O00505
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel