

Anti-Kpna3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000505

Artikelnummer: CM0030311

Einführung

Hochwertiger KPNA3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB-, IHC-P-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Erkennt KPNA3 bei Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Importin-Untereinheit alpha-4 ab, eine Schlüsselkomponente beim nukleären Proteinimport und bei Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRP1, SRP4, IPOA4, SPG88, hSRP1, SRP1gamma, KPNA3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3839
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-210 von humanem KPNA3 (NP_002258.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00505
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel